

AUTOCLAVE DE SOBREMESA MODELO MINICLAVE



ESTERILIZA^{SA}
de todo para esterilización

Cámara de esterilización fabricada en acero inoxidable.
Funcionamiento hasta 4000msnm.
Equipo autónomo (no requiere de conexiones externas de agua ni desagüe).

■ CÁMARA

Cámara de esterilización y puerta construidas en acero inoxidable.
Capacidades de 24, 45, 60 y 80 litros.
Térmicamente aislada.
Ingreso y salida de aire de la cámara de Esterilización mediante filtro.

■ TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN

02 Temperaturas de esterilización de 121°C y 134°C.
05 Programas de esterilización predeterminados como mínimo.
Ciclo de secado.
Ciclo de despresurización.
Puerto de comunicación para PC RS232
Tiempo de esterilización programado en cada ciclo.
Visualización de la presión y la temperatura de la cámara.

■ CARACTERÍSTICAS

Pantalla de visualización digital para visualizar el tiempo programado, la temperatura y presión de la cámara.
Proceso de Esterilización automático.
Sistema de diagnóstico de funcionamiento.
Drenaje de agua para limpieza y cambio del agua del reservorio.
Controlado por PLC o microprocesador.
Impresora incorporada para el registro completo del ciclo.

AUTOCLAVE DE SOBREMESA

Modelo Miniclave

SEGURIDAD

Válvula de seguridad contra sobrepresión de la cámara.

Válvula de seguridad para sobretemperatura y termostato de seguridad.

Sistema de seguridad que impide la apertura de la puerta cuando hay presión en la cámara.

Puerta y cámara térmicamente aisladas.

Protección contra sobrecalentamiento de la cámara.

INDICADORES y ALARMAS:

Presión de la cámara en la Pantalla de visualización digital.

Temperatura de la cámara en la pantalla de visualización digital.

Indicador de Fase del proceso.

Indicador de puerta abierta.

Indicador de puerta mal cerrada.

Bajo nivel de agua.

Alarma y código de error de falla.

Fin de proceso.

ACCESORIOS y/o INSUMOS ADICIONALES

Canastillas de acero inoxidable para colocar paquetes.

Portabandejas

Rollos de papel para impresora

Cinta indicadora de Esterilización (a pedido del cliente)

Manual de servicio técnico en idioma español

COMPONENTES:

Impresora incorporada para registro completo del proceso

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

Voltaje de alimentación de 220 VAC ó 230 VAC / 60 Hz

Monofásico

CERTIFICACIONES:

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

Norma de seguridad eléctrica IEC 60601-1

